

## ALLGEMEINE INFOS ZUR ANWENDUNG VON CROSSTAPES

- ❖ Die empfohlene Tragezeit für Cross Tapes beträgt 3-4 Stunden am Tag oder/und bis zu 8 Stunden während des Schlafs. Vor dem Zubettgehen mit den Cross Tapes sicherstellen, dass sie sich nicht an den Ecken ablösen.
- ❖ Bei unsachgemäßer Anwendung der Cross Tapes kann ein leichtes Schwindelgefühl auftreten. In diesem Fall die Tapes von der Haut entfernen.
- ❖ Bei Anwendung auf zu allergischen Reaktionen neigender Haut, wird empfohlen, vor der Anwendung eine Allergieprobe durchzuführen. Bei Hautreizungen die Verwendung von Cross Tapes beenden.
- ❖ Die Cross Tapes nicht auf offenen Wunden, Ekzemen, Dermatitis und anderen Hauterkrankungen verwenden.
- ❖ Zum Entfernen, die Cross Tapes in sanften Bewegungen entlang des Haarwuchses abziehen, um die Haut nicht zu beschädigen.

Lagerungshinweis: Die Tapes an einem trockenen Ort bei Raumtemperatur und fern von direkter Sonneneinstrahlung lagern.

## CROSS TAPE TYPEN



Typ A

3 x 4 Linien à 3 mm



Typ B

3 x 4 Linien à 4 mm



Typ C

5 x 6 Linien à 4 mm



**CROSSTAPE™**  
ANWENUNGSANLEITUNG

INSTAGRAM



#### STIMULATION DES LYMPHFLUSSES IM GESICHT UND AM HALS



Zwei Cross Tapes auf die Verbindung von Schlüsselbein und Kopfwender oberhalb des Schlüsselbeins anbringen.

#### REDUKTION DER NASOLABIALFALTEN




Je ein Cross Tape links und rechts neben dem Mundwinkel diagonal Richtung Ohr aufkleben. Dabei darauf achten, dass die 4 Linien der Tapes in Richtung Ohr zeigen.

#### REDUKTION HORIZONTALER STRINFALTEN



Die Cross Tapes links und rechts über den Augenbrauen auf den Stirnbauch aufkleben.

#### REDUKTION HÄNGENDER MUNDWINKEL UND FALTEN AM KINN




Ein Cross Tape unter der Unterlippe mittig auf dem Kinn und zwei weitere an den Rändern in einem leichten Winkel platzieren.

#### ENTSPANNUNG DES KAUMUSKELS & STRAFFUNG DER GESICHTSKONTUR



Ein Cross Tape auf den Kaumuskel in Nähe des Ohres aufkleben.

#### KOMBINATION: REDUKTION DER MARIONETTEN-UND NASOLABIALFALTEN




Platzieren Sie die Cross Tapes auf der Kinnmuskelgruppe und auf den Backenmuskeln.

#### ALLGEMEINE EINWIRKUNG AUF DIE GESICHTSMUSKELN



Für eine ganzheitliche Anwendung, die Cross Tapes wie in den vorherigen Schritten beschrieben auf das Gesicht aufkleben.

#### BEHANDLUNG MIT ACU TAPES ZUR VERBESSERUNG DER NÄHRSTOFFVERSORUNG IM GESICHT



Die Acu Tapes wie abgebildet auf die 15 (Beauty-)Punkte des Gesichts aufkleben.